

VEM-200

Podgrzewana maska na oczy zasilana z USB

Zapewnij skuteczne ciepło
suchym oczom

- Lepsze dopasowanie do twarzy dzięki regulowanemu paskowi w okolicy nosa
- Automatyczne wyłączenie po 12 minutach nagrzewania
- Zdejmowany arkusz można prać w pralce



○ 39°C/102°F ○ 41°C/106°F ○ 44°C/111°F



VisuScience Meditech

Dystrybutor


Krak-Optic Sp. z o.o.
ul. Sucha 63
30-199 Rząska
tel. 12 285 22 35

www.krak-optic.pl



Skanuj, aby uzyskać szczegóły

Anatomia filmu łzowego i gruczołów Meiboma



Warstwa lipidowa (olejowa):

smaruje i zapobiega parowaniu

Warstwa wodna (woda):

odżywia i chroni rogówkę


Warstwa mucyny:

przykleja łzy do oka


Gruczoły Meiboma:

tworzą warstwę lipidową (olejową) filmu łzowego,
zablokowanie może prowadzić do parowania
- **suche oko**


Użyj iFlo, aby złagodzić dysfunkcję gruczołów Meiboma



Sucha maska pod oczy iFlo podgrzewa górne i dolne powieki, precyzyjnie rozmiękczając zablokowany łój w gruczołach Meiboma. Po podgrzaniu, należy mocno mrugnąć, aby wycisnąć żółtawy łój, a zdrowy, przejrzysty łój naturalnie powróci do swojego naturalnego przepływu.



przed podgrzaniem



po podgrzaniu